


## Коммерческое предложение

### Планшет иммунологический на 96 лунок



ТУ 22.29.29-002-61554801-2016

Планшет иммунологический предназначен для проведения иммуноферментных и иммунологических реакций в клиничко-диагностических лабораториях медицинских учреждений. Имеется буквенно-цифровая маркировка, максимально облегчающая организацию анализа.

Планшет изготовлен из прозрачного полистирола.

Наименование	Форма лунки	Габ.размеры, мм	Стерильность	Цена с НДС, руб.
Круглодонный планшет	“U-форма”	127x85x17	нестерильный	<b>37,95</b>
Плоскодонный планшет	“П-форма”	127x85x17	нестерильный	<b>33,83</b>
Плоскодонный планшет	“П-форма”	127x85x17	стерильный	<b>42,90</b>

### Пробирка цилиндрическая без делений и пробки EximLab®

ТУ 22.29.29-002-61554801-2016



Предназначена для биологических и иных жидкостей, кроме органических растворителей.

Изготовлена из полипропилена и полистирола. Нестерильная.

Вместим., см <sup>3</sup>	Диаметр, мм	Высота, мм	Материал	Цена с НДС, руб
5	12	75	п/п	<b>0,85</b>
5	13	75	п/п	<b>0,92</b>
5	13	75	п/с	<b>1,04</b>
3	12	55	п/п	<b>0,93</b>
5	12	75	п/с	<b>0,92</b>

## Пробирка цилиндрическая с винтовой крышкой EximLab®



ТУ 22.29.29-002-61554801-2016

Предназначена для отбора проб, проведения биологических, микробиологических и химических анализов.

Материал пробирки: полистирол. Нестерильная.

Объем: 15 мл

Наименование/ вместим., см <sup>3</sup>	Диаметр, мм	Высота, мм	Цена с НДС, руб
15	16	120	<b>6,79</b>

## Пробирка Видаля EximLab®



ТУ 23.19.23-001-61554801-2017

Разработана для биологических и микробиологических лабораторных процедур.

Ровная горловина.

Наименование	Вместим., см <sup>3</sup>	Наруж. диаметр, мм	Высота, мм	Цена с НДС, руб
Пробирка Видаля ПВБ2- 10x90	5±1,0	10±0,5	90±2,0	<b>1,06</b>

## Наконечники для пипеточных дозаторов EximLab®



ТУ 22.29.29-002-61554801-2016

Подходят для соответствующих современных пипеточных дозаторов. Изготовлены из полипропилена. Без фильтра, нестерильные.

Продаются кратно упаковке.

Наименование	Упаковка, шт.	Цена с НДС, руб
Наконечник 100-1000 мкл	500	<b>192,50</b>
Наконечник 2-200 мкл	1000	<b>146,30</b>

## Стекло предметное EximLab®



### Стекло предметное СП7102

Разработаны для рутинных микроскопических процедур.

- Нешлифованные края.
- Размеры:  $(76\pm 1,0)\times(26\pm 1,0)$  мм.
- Толщина:  $1,0\pm 0,1$  мм.
- Упаковка: 50, 72 шт.

Цена (уп.50шт.): **45,50** руб.

Цена (уп.72 шт.): **65,80** руб.



### Стекло предметное СП7105Т

Разработаны для рутинных микроскопических процедур.

- С полосой для записи.
- Шлифованные края.
- Размеры:  $(76\pm 1,0)\times(26\pm 1,0)$  мм.
- Толщина:  $2,0\pm 0,2$  мм.
- Упаковка: 50 шт.

Цена: **75,60** руб.



### Стекло предметное СП7105

Разработаны для рутинных микроскопических процедур.

- С полосой для записи. Шлифованные края.
- Размеры:  $(76\pm 1,0)\times(26\pm 1,0)$  мм.
- Толщина:  $1,0\pm 0,1$  мм.
- Упаковка: 72 шт.

Цена: **78,40** руб.



### Стекло предметное СП7101Т

Разработаны для автоматизированных и рутинных микроскопических процедур.

- Шлифованные края.
- Размеры:  $(76\pm 1,0)\times(26\pm 1,0)$  мм.
- Толщина:  $2,0\pm 0,2$  мм.
- Упаковка: 72 шт.

Цена: **69,30** руб.

## Криопробирка круглодонная с юбкой устойчивости EximLab®



Предназначена для работ при температурах от -196 до +121°C, в том числе для хранения образцов в жидком азоте.

Крышка с внутренней резьбой — для работы с особо опасными биоматериалами. Нестерильная.

Изготовлена из полипропилена.

Вместим.,	Мах. град., см <sup>3</sup>	Цена деления, см <sup>3</sup>	Размеры, мм	Цена с НДС, руб
1,8, нестерильная	1,8	0,5	12,5x48,0	<b>2,31</b>

## Пипетка глазная

ТУ 23.19.23-001-61554801-2017

Предназначена для закапывания глазных капель.



Характеристика	Значение	Цена с НДС, руб
Обозначение	пипетка без футляра	<b>3,80</b>
Размеры (длина), мм	57x6	
Материал	стекло НС	

## Пробирка коническая центрифужная

ТУ 22.29.29-002-61554801-2016

Предназначена для центрифугирования биологических и иных жидкостей.



Исполнение	Объем, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Материал пробирки	Упаковка, шт	Цена с НДС, руб
С винтовой крышкой и делениями (тип Фалькона)	50, без юбки	30	115	п/п	100	<b>7,01</b>
	10, не стерил.	16	103	п/п	100	<b>3,85</b>

Исполнение	Объем, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Материал пробирки	Упаковка, шт	Цена с НДС, руб
С пробкой и делениями	15, стерил.	17	120	п/п	100	<b>4,00</b>
	15, не стерил.	17	120	п/п	100	<b>3,70</b>

Исполнение	Объем, мл	Диаметр, мм	Высота, мм	Материал пробирки	Упаковка, шт	Цена с НДС, руб
Без пробки с делениями	15	16	120	п/с	100	<b>2,45</b>